

1

2

3

4

A

REF. CAP12 - TROLLEY PREPARED TO MOUNTING KEY OR MANUAL LOCKING
 - OPTIONAL, FOR TROLLEYS IN WHICH VALUES THE POSSIBILITY OF
 MOUNTING A DRAWERS LOCKING SYSTEM

FOR ACCESSORIES MOUNTING REF. 10I, 10M, 10KEC, 12, 12B11

B

REF. CAP12 - CARRO PREPARADO PARA MONTAJE DE BLOQUEO DE LLAVE O
 MANUAL
 - OPCIONAL, PARA CARROS EN LOS QUE SE VALORE LA POSIBILIDAD
 DE MONTAR UN SISTEMA DE BLOQUEO DE CAJONES

PARA MONTAJE DE ACCESORIOS REF. 10I, 10M, 10KEC, 12, 12B11

C



2 SCREWS
 2 TORNILLOS

D

06		Dibujado	Fecha	ESCALA	
05		OT1	15-03-16		
04		Comprobado	Fecha		
03					
02		FICHA TÉCNICA REF. CAP12			PLANO Nº
01					350-0012-00
MODIFICACIONES					