

1

2

3


4

REF. DSQLW - SQUARE TROLLEY MEDICATION DIVIDER SETS


REF. DSQLW - CONJUNTO SEPARADORES PARA MEDICACIÓN CARRO CUADRADO

- POLYCARBONATE
- 60 mm HEIGHT DIVIDERS TO ACCESS THE MEDICATION USING SUPERIOR SQUARE DRAWER


- POLICARBONATO
- SEPARADORES ALTURA 60 mm PARA ACCEDER A LA MEDICACIÓN UTILIZANDO EL CAJÓN CUADRADO SUPERIOR



6 DSQLW



5 DSQLW



4 DSQLW



06		Dibujado	Fecha	ESCALA	
05		OT1	30-12-15	1:15	
04		Comprobado	Fecha		
03					
02					
01					PLANO Nº
MODIFICACIONES		FICHA TÉCNICA REF. DSQLW			350-0018-00