

1

2

3

4

A

CATHETER SIDE SUPPORT, EMBOLECTOMY

SOPORTE LATERAL DE CATÉTERES, EMBOLECTOMÍA

REF. 44EML - LEFT SIDE / LADO IZQUIERDO

REF. 44EMR - RIGHT SIDE / LADO DERECHO


B

EPOXY PAINTED STEEL, GREY / ACERO PINTADO EPOXI, GRIS

ASSEMBLY WITH 2 SCREWS / MONTAJE CON 2 TORNILLOS

C

REF. 44EML



NEW / NUEVO



D

06		Dibujado	Fecha	ESCALA	
05		OT1	16-06-15	1:10	
04		Comprobado	Fecha		
03					
02					
01					
MODIFICACIONES		FICHA TECNICA REF. 44EML			PLANO Nº
					350-0442-00