

ANESTESIA - CARRO SIMPLE SERIE 300 **3680 Y**

MEDIDAS 640 x 480 mm

ALTURA ADECUADA, ERGONOMÍA 980 mm (superficie de trabajo - suelo).

SUPERFICIE DE TRABAJO

- Polietileno, PE. Asepsia, higiene, fácil limpieza.
- Resiste alcohol, detergentes, desinfectantes, clorhexidina.
- Protección en los 4 lados. Agradable al tacto, formas redondeadas.
- Laterales elevados, este diseño permite manejar el carro sin necesidad de tirador.

ESTRUCTURA MONOBLOQUE

- Acero inoxidable AISI-304. Acabado satinado fino, asepsia, higiene.

CONJUNTO MARCO CAJONES ISO

- Apertura total.
- Correderas de bolas de acero con sistema de retención.
- Tope frontal, protege la corredera contra fuertes impactos de cierre.
- Capacidad de carga por cajón: 20 kg.
- Marco interior ISO 600 x 400 mm.
- Frente de cajón de polietileno, espesor 10 mm, 6 colores (Ref. G, Y, W, B, F, R).
- Asa ergonómica.
- Portatarjetas con tarjetas blancas, extraíbles.

CAJONES ISO 600 x 400 mm

- Alturas 50, 100, 200 mm. Intercambiables, ABS.
- Norma ISO 3394

CARROS ESTÁTICOS

- Sin tirador - Fácil limpieza del panel izquierdo.
 - Lado izquierdo libre para el montaje de accesorios.
- Ruedas dobles Ø 100 mm. Rodadura suave, silenciosas.
- 2 antiestáticas (conductoras de la electricidad), 2 con freno parte frontal.



3680 Y

365 Y.26(RA5.A5.R1).30.33L

ACCESORIOS

26(RA5.A5.R1) DISPENSADORES DE CAJITAS -
SOPORTE CENTRAL

30 BANDEJA ABATIBLE

33L APOYO CONTENEDOR DESECHABLE