

## CARROS DE TRANSPORTE - CARRO CON PANELES ISO 606 DN.(3)60.(2)72.73

**MEDIDAS** 640 x 480 mm  
**ALTURA** 1645 mm

### ESTRUCTURA MONOBLOQUE

- Acero inoxidable AISI-304. Unión con remaches y soldadura TIG.

### PANELES ISO

- Flexibilidad de organización del interior del carro.
- Bandejas regulables ISO, fenólico, para material voluminoso.

### CAJONES ISO 600 x 400 mm

- Alturas 50, 100, 200 mm. Intercambiables, ABS.
- Norma ISO 3394




### 2 PUERTAS

- Apertura total, 270°.
- Fenólico, espesor 10 mm.
- Bloqueo con 4 llaves.
- Portatarjetas con tarjeta blanca, extraíble, en puerta izquierda.
- DN Gris claro.

### ASAS VERTICALES

- 2 lado izquierdo, 2 lado derecho.

### CARROS ALTA MOVILIDAD

- Ruedas Ø 125 mm.
  - 2 antiestáticas, 2 con doble bloqueo lado derecho.
- Posición pedal:  Rueda fija.  Rueda giratoria.  Rueda bloqueada.



606 DN.(3)60.(2)72.73

### ACCESORIOS

(3)60 BANDEJAS REGULABLES

(2)72 CAJONES ISO 100 mm

73 CAJÓN ISO 200 mm