

## MOBILIARIO DE ALMACÉN - CARRO ALMACÉN DE CATÉTERES 706 DN.60CAT

**MEDIDAS** 640 x 480 mm

**ALTURA** 1600 mm

### ESTRUCTURA MONOBLOQUE

- Acero inoxidable AISI-304. Unión con remaches y soldadura TIG.

### 5 SOPORTES EXTRAÍBLES

- Bandeja regulable ISO con 5 soportes extraíbles para catéteres (25 colgadores).
- Tarjetas de identificación norma ISO 7810, estándar internacional.

### PANELES ISO

- Flexibilidad de organización del interior del carro.

### 2 PUERTAS

- Apertura total, 270°.
- Fenólico, espesor 10 mm.
- Bloqueo con 4 llaves.
- Portatarjetas con tarjeta blanca, extraíble, en puerta izquierda.
- DN Gris claro.

### CARROS ESTÁTICOS

- Ruedas Ø 100 mm.
- 2 antiestáticas, 2 con freno parte frontal.



706 DN.60CAT

### ACCESORIOS

60CAT BANDEJA PARA CATÉTERES