

EMERGENCIA - CARRO CUADRADO SQM Q260 R

MEDIDAS 480 x 480 mm

ALTURA ADECUADA, ERGONOMÍA 1005 mm (superficie de trabajo - suelo).

SUPERFICIE DE TRABAJO

- Polietileno, PE. Asepsia, higiene, fácil limpieza.
- Resiste alcohol, detergentes, desinfectantes, clorhexidina.
- Protección en los 4 lados. Agradable al tacto, formas redondeadas.

ESTRUCTURA MONOBLOQUE

- Acero inoxidable AISI-304. Acabado satinado fino, asepsia, higiene.

CAJONES CUADRADOS

- Polipropileno, PP. 3 colores - B Azul, W Blanco, R Rojo.
- Alturas 57, 130 mm.
- Apertura total.
- Correderas de bolas de acero con sistema de retención.
- Tope frontal, protege la corredera contra fuertes impactos de cierre.
- Capacidad de carga por cajón: 10 kg.
- Asa ergonómica.
- Cajones con tarjetas blancas, extraíbles.

CARROS ALTA MOVILIDAD, CONDUCCIÓN DIARIA

- Tirador elevado. Ergonomía, altura 1045 mm.
- Ruedas dobles Ø 125 mm. Rodadura suave, silenciosas.
- 2 antiestáticas (conductoras de la electricidad), 2 con freno lado tirador.



Q260 R

SQ161 R.12.14.28.32R.34.36.40

ACCESORIOS

12 BLOQUEO MANUAL

14 PRECINTOS DESECHABLES NUMERADOS - 100 unidades

28 BRAZO GIRATORIO

32R SOPORTE LATERAL

34 TABLA DE MASAJE CARDÍACO

36 SOPORTE PARA BOTELLA DE GAS

40 PORTASUEROS