

EMERGENCIA PEDIÁTRICA BROSELOW - CARRO SIMPLE SERIE 100 1200 W

MEDIDAS 640 x 480 mm

ALTURA ADECUADA, ERGONOMÍA 1005 mm (superficie de trabajo - suelo).

SUPERFICIE DE TRABAJO

- Polietileno, PE. Asepsia, higiene, fácil limpieza.
- Resiste alcohol, detergentes, desinfectantes, clorhexidina.
- Protección en los 4 lados. Agradable al tacto, formas redondeadas.

ESTRUCTURA MONOBLOQUE

- Acero inoxidable AISI-304. Acabado satinado fino, asepsia, higiene.

CONJUNTO MARCO CAJONES ISO

- Apertura total.
- Correderas de bolas de acero con sistema de retención.
- Tope frontal, protege la corredera contra fuertes impactos de cierre.
- Capacidad de carga por cajón: 20 kg.
- Marco interior ISO 600 x 400 mm.
- Frente de cajón de polietileno, espesor 10 mm.
- Asa ergonómica.

CAJONES ISO 600 x 400 mm

- 6 cajones altura 100 mm. Intercambiables, ABS.
- Norma ISO 3394
- Cajón superior sin divisor.
- 4 cajones divididos en 2 partes iguales (1 Ref. DS10 por cajón).
- Cajón inferior auxiliar sin divisor.

CARROS ALTA MOVILIDAD, CONDUCCIÓN DIARIA

- Tirador elevado. Ergonomía, altura 1045 mm.
- Ruedas dobles Ø 125 mm. Rodadura suave, silenciosas.
- 2 antiestáticas (conductoras de la electricidad), 2 con freno lado tirador.



1200 W

164M6 W.HBR.12B.14.36.40.(4)DS10

ACCESORIOS

HBR CONJUNTO PORTATARJETAS 9 COLORES BROSELOW

12B BLOQUEO MANUAL INDIVIDUAL

14 PRECINTOS DESECHABLES NUMERADOS - 100 unidades

36 SOPORTE PARA BOTELLAS DE GAS

40 PORTASUEROS

(4)DS10 SEPARADORES CAJÓN ISO