

MULTIFUNCIÓN - CARRO CUADRADO SQS Q092 W.(6)CP

MEDIDAS 480 x 480 mm

ALTURA ADECUADA, ERGONOMÍA 980 mm (superficie de trabajo - suelo).

SUPERFICIE DE TRABAJO

- Polietileno, PE. Asepsia, higiene, fácil limpieza.
- Resiste alcohol, detergentes, desinfectantes, clorhexidina.
- Protección en los 4 lados. Agradable al tacto, formas redondeadas.
- Laterales elevados, este diseño permite manejar el carro sin necesidad de tirador.

ESTRUCTURA MONOBLOQUE

- Acero inoxidable AISI-304. Acabado satinado fino, asepsia, higiene.

CAJONES CUADRADOS

- Polipropileno, PP. 3 colores - B Azul, W Blanco, R Rojo.
- Alturas 57, 130 mm.
- Apertura total.
- Correderas de bolas de acero con sistema de retención.
- Tope frontal, protege la corredera contra fuertes impactos de cierre.
- Capacidad de carga por cajón: 10 kg.
- Asa ergonómica.
- Cajones con tarjetas blancas, extraíbles.

CARROS ESTÁTICOS

- Sin tirador - Fácil limpieza del panel izquierdo.
 - Lado izquierdo libre para el montaje de accesorios.
- Ruedas dobles Ø 100 mm. Rodadura suave, silenciosas.
- 2 antiestáticas (conductoras de la electricidad), 2 con freno parte frontal.



Q092 W.(6)CP

SQ061 W.26(RA5Q.A5.R1Q).30.33L.(6)CP

ACCESORIOS

26(RA5Q.A5.R1Q) DISPENSADORES DE CAJITAS -
ESTANTE CENTRAL

30 BANDEJA ABATIBLE

33L APOYO CONTENEDOR DESECHABLE

(6)CP TARJETAS ROSAS