

CURAS - CARRO SIMPLE SERIE 100 **1690 W**

MEDIDAS 640 x 480 mm

ALTURA ADECUADA, ERGONOMÍA 1005 mm (superficie de trabajo - suelo).

SUPERFICIE DE TRABAJO

- Polietileno, PE. Asepsia, higiene, fácil limpieza.
- Resiste alcohol, detergentes, desinfectantes, clorhexidina.
- Protección en los 4 lados. Agradable al tacto, formas redondeadas.

ESTRUCTURA MONOBLOQUE

- Acero inoxidable AISI-304. Acabado satinado fino, asepsia, higiene.
- Cajón para teclado y pasacables.

CONJUNTO MARCO CAJONES ISO

- Apertura total.
- Correderas de bolas de acero con sistema de retención.
- Tope frontal, protege la corredera contra fuertes impactos de cierre.
- Capacidad de carga por cajón: 20 kg.
- Marco interior ISO 600 x 400 mm.
- Frente de cajón de polietileno, espesor 10 mm, 6 colores (Ref. G, Y, W, B, F, R).
- Asa ergonómica.
- Portatarjetas con tarjetas blancas, extraíbles.

CAJONES ISO 600 x 400 mm

- Alturas 50, 100, 200 mm. Intercambiables, ABS.
- Norma ISO 3394

CARROS ALTA MOVILIDAD, CONDUCCIÓN DIARIA

- Tirador elevado. Ergonomía, altura 1045 mm.
- Ruedas dobles Ø 125 mm. Rodadura suave, silenciosas.
- 2 antiestáticas (conductoras de la electricidad), 2 con freno lado tirador.



1690 W

162M6TX W.26M(R75M).32R.46.50

ACCESORIOS

26M(R75M) SOPORTE PARA MONITOR VESA

32R SOPORTE LATERAL

46 SOPORTE 3 CAJAS DE GUANTES

50 CUBO 13 LITROS

PASACABLES



CAJÓN PARA TECLADO

