

360-0201
SQS VACCINATION TROLLEY FUNCTIONALITY
FUNCIONALIDAD CARRO VACUNACIÓN SQS

Square static trolleys.
 Dimensions 480 x 480 mm.
 Adequate height, ergonomics: 980 mm
 (work surface - floor).
 Square drawers. Heights 57, 130 mm.

Carros estáticos cuadrados.
 Medidas 480 x 480 mm.
 Altura adecuada, ergonomía: 980 mm
 (superficie de trabajo - suelo).
 Cajones cuadrados. Alturas 57, 130 mm.

DIVIDERS (Optional)
 SEPARADORES (Opcional)



DMQ Height Altura 57 mm
DSQ Height Altura 130 mm

CENTRAL SUPPORT (Optional)
 SOPORTE CENTRAL (Opcional)



R1Q

IDENTIFICATION
 IDENTIFICACIÓN

ERGONOMIC HANDLE
 ASA ERGONÓMICA

ERGONOMIC PEDAL
 PEDAL ERGONÓMICO



SQ032 W.33R

PROTECTION ON ALL 4 SIDES

PROTECCIÓN 4 LADOS

DISPOSABLE CONTAINER
 MAX. 10 LITRES

CONTENEDOR DESECHABLE
 MAX. 10 LITROS

13 LITRES BIN (Optional)
 CUBO 13 LITROS (Opcional)



50