

CARROS DE TRANSPORTE - CARRO CON PANELES ISO 620 DN.(12)72.(4)73

MEDIDAS 900 x 630 mm
ALTURA 1645 mm

ESTRUCTURA MONOBLOQUE

- Acero inoxidable AISI-304. Unión con remaches y soldadura TIG.

PANELES ISO

- Flexibilidad de organización del interior del carro.

CAJONES ISO 400 x 600 mm

- Alturas 50, 100, 200 mm. Intercambiables, ABS.
- Norma ISO 3394.
- Capacidad máxima 10 + 10 = 20 cajones ISO altura 100 mm.




2 PUERTAS

- Apertura total, 270°.
- Fenólico, espesor 10 mm.
- Bloqueo con 4 llaves.
- Portatarjetas con tarjeta blanca, extraíble, en puerta izquierda.
- DN Gris claro.

ASAS VERTICALES

- 2 lado izquierdo, 2 lado derecho.

CARROS ALTA MOVILIDAD

- 2 protectores paragolpes y 4 protectores en las ruedas.
 - Ruedas Ø 125 mm.
 - 2 antiestáticas, 2 con doble bloqueo lado derecho.
- Posición pedal:  Rueda fija.  Rueda giratoria.  Rueda bloqueada.



620 DN.(12)72.(4)73

ACCESORIOS

(12)72 CAJONES ISO 100 mm

(4)73 CAJONES ISO 200 mm