

## **MRI - MULTIFUNCIÓN -CARRO SIMPLE SERIE 300**

Carro fabricado completamente con materiales antimagnéticos.

### **305MRI**

**MEDIDAS** 640 x 480 mm

**ALTURA ADECUADA, ERGONOMÍA** 980 mm (superficie de trabajo - suelo).

#### **SUPERFICIE DE TRABAJO**

- Polietileno, PE. Asepsia, higiene, fácil limpieza.
- Resiste alcohol, detergentes, desinfectantes, clorhexidina.
- Protección en los 4 lados. Agradable al tacto, formas redondeadas.
- Laterales elevados, este diseño permite manejar el carro sin necesidad de tirador.

#### **ESTRUCTURA MONOBLOQUE**

- Acero inoxidable AISI-304. Unión con remaches y soldadura TIG.

#### **CARROS ESTÁTICOS**

- Sin tirador.
- Ruedas dobles Ø 100 mm.
- 4 con freno y antiestáticas.

